

反射用レプリカ作成キット ASB-01-W

(改良して、より精密に型取可能になりました)

シワ・キメ形状のレプリカ採取に最適です
(陰影法画像処理による形状解析用)





1セット100回分

シリコン単品の販売も可能です。

反射用レプリカ解析システム ASA-03RXD
により定量解析が可能です。

- ・硬化時間は約60秒と短く皮膚を閉塞することが無く、正確な型取りが可能。
(遅延液により硬化時間を2分30秒に延ばすことが可能です)
- ・短時間のため被検者の負担が少ない。
- ・皮膚への刺激性が従来品より軽減されています。
- ・サンプリングテープにマークがあるため採取部位の位置決めが容易です。
- ・湾曲の大きい部位でもフラット処理が可能です。
- ・硬化時間が短いためマウスのシワ型取りに最適です。



反射用シリコンの画像

透過画像処理用シリコン(受注生産)



スカイブル - レプリカキット ASB-01

(180秒硬化タイプ青色 100回分)

毛穴形状のレプリカ採取に最適です。

・透過光による画像より形状解析が可能。

マルチ吸光度解析システム ASA-03TDにより定
量解析が可能です。



透過シリコンの画像

その他のシリコン(受注生産)




シリコンへの着色等のご要望も承ります。

角質チェッカ - AST-01
低コスト、角質剥離テ - プ
角質層の落屑量・タ - ソ - バ - ・肌荒れ・乾燥肌の評価に

透過による落屑の付着状況

乾燥肌落屑量が多い状態

正常な状態



落屑
角質細胞

拡大画像

皮膚に数秒間貼り付けた後、剥がすだけで簡単に落屑した角質を採取できます。

角質チェッカ - に付着した落屑は、光に翳すこと（透過光量）により容易に観察できます。あるいは、黒い紙の上に置いて反射光で観察することも可能です。

また、染色による有核角質細胞と無核角質細胞の状態を観察することにより、敏感肌等のタ - ソ - バ - ・及び未熟な角質層形成の評価ができます。

採取後、再度セパレ - トに貼り付けることにより、ゴミの付着を防止し、保存ができます。



サイズ 25 × 25mm
透明フィルム
厚さ 50 μm

戻る

皮脂腺分布、正確な皮脂量測定に
SEBUシ - ト ASS - 001

皮脂吸着力 - トリッジ 円形8mm



測定方法

- 1) 吸着力 - トリッジを測定部位に押し当て15秒ほど待ちます。
- 2) 測定部位より吸着力 - トリッジを取り10秒放置します。
吸着力 - トリッジに含まれた水分を蒸発させます。
- 3) 採点シ - トと吸着力 - トリッジを照らし合わせ皮脂量を求めます。

500回分

測定機を使用することなく、皮脂量の判定が可能です。

尚、定量解析はマルチ吸光度解析システム
ASA-03TDにより可能です。

皮脂量判定表

- 皮脂量が有りません。0 μg/cm²
- 皮脂量が非常に少ない。25 μg/cm²
- 皮脂量が少ない。50 μg/cm²
- 皮脂量が標準。75 μg/cm²
- 皮脂量が少し多め。100 μg/cm²
- 皮脂量がかなり多め。150 μg/cm²
- 皮脂量が非常に多い。200 μg/cm²以上

戻る